

POWERbreathe
Shaker Medic Plus

Temizlik Kılavuzu



İthalatçı Firma

Naz Medikal Özel Sağlık Hiz. ve Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Söğütlüçeşme Cad. Bayrak Apt. No: 146/6 Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 414 36 30

Faks: 0216 345 52 67

naz@nazmedikal.com.tr

www.nazmedikal.com.tr

POWERbreathe Shaker Medic Plus Cihazını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

***LÜTFEN CİHAZI KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
KULLANIM ve TEMİZLİK KILAVUZLARINI OKUYUNUZ.***

Shaker Medic Plus

Shaker Medic Plus, solunum yolu sekresyonlarını harekete geçirmek için en son teknolojiyle tasarlanmış, ergonomik ve kullanımı kolay bir solunum cihazıdır ve üretilirken üstün kalitede malzemeler kullanılmıştır.

Kullanıcı tercihine göre temizlene ve dezenfeksiyon metodları aşağıda sıralanmıştır. Eğer istenirse 134 C de otoklavlanabilir.

METOD 1

YIKAYARAK TEMİZLEME

- 1-Shaker Medic Plus'ın kapağını çevirip açarak bilyeyi ve konik kanalı çıkarıp parçalarına ayırın.
- 2-Parçaları, Lancerzyme gibi bir enzimatik temizleyici koyduğunuz uygun bir kaba tamamen daldırın ve kalıntıları temizlemek için yumuşak bir bez kullanarak iyice temizleyin.
- 3-Deiyonize veya distile su ile en az 3 kez iyice durulayın.
- 4-Doğal olarak kurumaya bırakın. Isıtıcı/saç kurutma makinesi veya benzer başka bir ısı kaynağı kullanmayın.
- 5-Kurduğunda parçaları yeniden birleştirin ve temiz bir şekilde saklayın.

METOD 2

BULAŞIK MAKİNESİNDE TEMİZLEME

- 1-Shaker Medic Plus'ın kapağını çevirip açarak bilyeyi ve konik kanalı çıkarıp parçalarına ayırın.
2. Tüm parçaları uygun bir şekilde yerleştirerek bulaşık makinesinde yıkayınız.

Bulaşık makinesi programı aşağıdaki temel unsurlara sahip olmalıdır:

- A. Ön yıkama - yaklaşık 2 dakika
 - B. Deterjanla 93°C 3 dakika
 - C. Tam bir durulama döngüsü
 - D. Parçaların tamamen kurummasını sağlamak için yeterli kurutma aşaması
3. Bulaşık makinesinde yıkama bittiğinde yeniden birleştirin ve temiz bir şekilde saklayın.

METOD 3

OTOKLAV

Birinci veya ikinci yöntemle temizlendikten sonra, parçaları bir otoklava aktarın ve 134°C de 1 Kgm2 basınçta sterilize edin ve sonra steril bir kaptaki saklayın.

Üretici, otoklavda 10 defaya kadar herhangi bir değişiklik veya fonksiyon kaybı olmaksızın Shaker Medic Plus'ın sterilizasyonunu garanti eder. PVC ağırlığı ise 3 defaya kadar garanti eder ancak ilk otoklavdan sonra ağırlığın rengi değişebilir. Renk değişimi bir sorun değildir, işlevsellikten hiçbir ödün verilmemiştir.

Not: Shaker Medic Plus mikrodalgada temizlenemez.

TEMİZLEME VE DEZENFEKTE ETME

1. Shaker Medic Plus'ı parçalarına ayırın, hasar veya aşınma belirtileri olup olmadığını kontrol edin.
2. Tüm parçaları üretici önerisine göre hazırladığınız deterjan çözeltisi bulunan (parçaların tamamının batması için yeterince uygun büyüklükteki) bir kaba koyun.
3. Shaker Medic Plus parçalarını tavsiye edilen süre boyunca solüsyonun içinde bekletin. Yumuşak bir bez kullanarak iyice temizleyin, mukusun tamamen temizlendiğinden emin olun.
4. Önerildiği gibi durulayın ve kurulayın.
5. Uygun bir kaptaki POWERbreathe temizleme tableti koyarak solüsyonu hazırlayın.
6. Shaker Medic Plus parçalarını solüsyona tamamen daldırın. Tavsiye edilen süre boyunca hava kabarcığı oluşmadığından emin olun.
7. Önerilen şekilde durulayın - Doğal olarak kurutun ve yeniden birleştirin. Isıtıcı/saç kurutma makinesi veya benzer başka bir ısı kaynağı kullanmayın.

DEZENFEKTANLAR

Bilindiği ve araştırıldığı kadarıyla aşağıda belirtilen dezenfektanlar Shaker Medic Plus için uygundur:

Dezenfektan İçeriği	Örnek	Konsantrasyon	Yorum
Chlorine dioxide generator	Tristel one day	20ml in 1 litre water	Safety data sheet of water and further information available from www.tristel.com
Sodium hypochlorite	Milton	1000 ppm	Ensure thorough rinsing, (NaOCL) corrosion of the metal parts 4 as will occur if exposed to chlorine for long periods.
Sodium dichloroisocyanurate	POWERbreathe Cleansing Tablets	1000 ppm	Follow instructions provided by the manufacturer

POWERbreathe International Ltd. yukarıdaki prosedür ve önerilen çözümler dışında bir yöntemle temizlenmesi sırasında ürünlerde meydana gelen hasarlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Önerilen çözümlerden hangisinin uygun olduğunu seçmek ve seçtiği yöntemi doğru uygulamak kullanıcının sorumluluğundadır. Hastane veya klinik kullanımda, seçim yapılırken enfeksiyon kontrolü sorumlusu hemşire veya ilgili bölüme danışılmalıdır. İlgili dezenfektanlar için kullanım talimatları, etkileri, konsantrasyon ve bekletme süreleri vb. gibi bilgileri takip etmek ve güncel tutmak kullanıcı sorumluluğundadır.

Referanslar

Chemical disinfection in hospitals – PHLS, Sterilization, disinfection and cleaning of medical device equipment (MAC Manual) – MHRA

Not:

1. This method of cleaning has been independently tested and validated to ensure that if followed the Shaker Medic Plus will be sufficiently clean for re-use.
2. Lancerzyme® is a registered trade mark of Lancer UK Ltd (www.lancer.co.uk) other options may be available locally in other countries
3. The amount of time the device is left in the solution will depend on the disinfectant chosen.
4. The ball in the Shaker Medic Plus is nickel plated carbon steel; in tests some balls have shown signs of discolouration and scratches after prolonged submersion in some cleaning solutions. However, the functionality of the product has not been affected.
5. It is the responsibility of the user to ensure all sterility verifications The Shaker Medic Plus cannot be sterilized with ethylene oxide or hot air.

Shaker Medic Plus, etilen oksit veya sıcak hava ile sterilize edilemez.